

Otinova[®] öronspray (SE)

Vad används Otinova för?

För att behandla hörselgångsinflammation eksem, s.k. simmaröra (extern otit).

Hur verkar Otinova?

Otinova verkar lokalt uttorkande, är klädstillande och har en bakterie- och svampdödande effekt.

Vad innehåller Otinova?

Aluminiumacetat och aluminiumacetotartrat (1,8% aluminium), ättiksyra, vatten, pH 3-4 (Burow's lösning, Brittiska Farmakopén). 15 ml (150 doser)

Att tänka på innan och när Otinova används

Otinova ska inte användas vid rör eller befarat hål i trumhinnan. Otinova bör ej användas på barn under 5 års ålder utan läkares rekommendation (trumhinnekontroll).

Vid uttalade besvär, ömhet kring och i örat samt hörselnedsättning ska läkare konsulteras. Man bör vid uttalade besvär undvika kontakt med vatten och låta bli att peta sig i öronen. Undvik även tvål och schampo.

Undvik kontakt med ögonen. Undvik inandning.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Doseringsanvisning

Spraya 1-2 gånger i hörselgången morgon och kväll. Luta huvudet efter sprayning så att värskan når längst in i hörselgången. Torka bort överflödig vätska.

Används för att behandla extern otit, t.ex. i samband med perioder av frekvent kontakt med vatten och/eller fuktig miljö såsom badsemester. Om man inte känner sig påtagligt bättre efter 1-3 dagars behandling bör man uppsöka läkare. Saltutfällning i och kraftig uttorkning av hörselgången kan förekomma vid överdosering och/eller långvarig användning. Använd inte Otinova utan uppehåll under längre tid än 7 dagar.

Bruksanvisning

Håll flaskan upprätt. Innan sprayen används första gången, pumpa några gånger tills en jämn dusch erhålls. Håll spetsen mot yttre hörselgången och pumpa 1-2 gånger.

Vilka biverkningar kan Otinova ge?

Otinova kan ge upphov till en övergående lättare irritation/sveda i hörselgången. Om svedan består eller besvären förvärras så sök läkare. Sällsynta fall av lokal överkänslighet har rapporterats. Enstaka fall av trumhinneperforation har rapporterats i samband med kraftig saltutfällning vid hög dosering under mer än 20 dagar utan uppehåll. Om vätskan kommer i ögonen skölj rikligt med vatten.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras i rumstemperatur.

Används före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen, öppnad förpackning inom 6 månader.

För ytterligare information, se hemsida

www.otinova.se



Tillverkare /
Information lämnas av
ABIGO Medical AB
Ekonomivägen 5
SE-436 33 Askim, Sverige
Tel: +46 31 7484950
www.otinova.se

Tillverkas för Abigo Medical
AB, av
Medicago AB
Danmark Berga,
SE-755 98 Uppsala, Sverige

Bipacksedeln reviderad: 2019-12-17



Otinova[®] korvasuihke (FI)

Mihin Otinova-suihketä käytetään?

Korvakäytävän tulehduksen hoitoon/ekseemaan, ns. uimarin korvaan (otitis externa).

Kuinka Otinova vaikuttaa?

Otinova-korvasuihkeella on paikallisesti kuivattava, kutinaa vähentävä sekä bakteereja ja sieniä tappava vaikutus.

Mitä Otinova sisältää?

Alumiiniasetaattia, alumiiniasetotartraattia (1,8 % alumiinia), etikkahappoa, vettä, pH 3-4 (Burowin liuos, Britannian farmakopea). 15 ml (150 annosta).

Mitä tulee ottaa huomioon ennen Otinovan käyttöä tai käytön aikana

Otinovaa ei tule käyttää, jos tärykalvossa on putki tai oletettu reikä. Otinovaa ei tule käyttää alle 5-vuotiaille lapsille ilman lääkärin suositusta (tärykalvon tarkastus).

Lääkäriin tulee ottaa yhteyttä, jos korvassa on selvästi vaivaa, arkuutta korvan ympärillä ja sisällä tai kuulo on alentunut. Jos korvassa on selvästi vaivaa, vesikosketusta tulee välttää eikä korvaa saa kaivaa. Vältä myös saippuaa ja shampoota.

Vältä suihkeen joutumista silmiin. Vältä suihkeen sisäänhengitystä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Annosteluohje

Annostelee Otinovaa 1-2 suihkausta korvakäytävään aamulla ja illalla. Kallista päätä suihkutettuasi nestettä korvaan, jotta se valuu korvakäytävään. Pyyhi ylimääräinen neste.

Käytetään korvakäytävän tulehduksen (otitis externa) hoitamiseen esim. silloin, kun korva joutuu usein kosketuksiin veden ja/tai kostean ympäristön kanssa kuten rantalomalla. Mikäli olo ei helpota 1-3 hoitopäivän kuluessa, tulee hakeutua lääkäriin. Suolan saostumista ja korvakäytävän voimakasta kuivumista voi ilmetä yliannostuksen ja/tai pitkäaikaisen käytön yhteydessä. Älä käytä Otinovaa keskeytyksettä yli 7 päivän ajan.

Käyttöohje

Pidä pullo pystyasennossa. Pumpppaa pulloa ennen ensimmäistä käyttökertaa kunnes suihu on tasainen. Aseta nokka kohti ulkoista korvakäytävää ja pumpppaa 1-2 kertaa.

Mitä sivuvaikutuksia Otinovalla voi olla?

Otinova voi aiheuttaa ohimenevää lievää ärsytystä/kirvelyä korvakäytävässä. Mikäli kirvely jatkuu tai vaiva pahenee, hakeudu lääkäriin hoitoon. Harvinaisissa tapauksissa on ilmoitettu paikallisesta yliherkkyydestä. Yksittäisiä tärykalvon reikiintymisiä on ilmennyt suolan voimakkaan saostumisen yhteydessä suurella annostuksella ja yli 20 päivän jatkuvalla käytöllä. Jos nestettä joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtelee runsaalla vedellä.

Säilytys ja säilyvyys

Säilytettävä huoneen lämmössä.

Käytettävä huoneen pakkauksessa näkyvä viimeistä käyttöpäivää, avattu pakkaus 6 kuukauden kuluessa.

Lisätietoja: www.otinova.fi



Valmistaja:
Abigo Medical AB
Ekonomivägen 5
SE-436 33 Askim, Ruotsi
Puh: +46 31 7484950
www.otinova.com

Markkinoija
Sabara Pharma Oy
PL 20
03601 Karkkila, Finland



Tämä ohje on tarkistettu: 2019-12-17

